

# GoldSeal™ Certified Pre-Owned\*

# Revolution EVO\*\*




## Даём системам вторую жизнь

Благодаря строгим стандартам отбора для получения сертификата GoldSeal выбираются системы с хорошо известной и положительной историей обслуживания. Эти системы проходят модернизацию до тех же стандартов качества, что и новое оборудование, благодаря использованию новейших технологий. Предлагаемое оборудование имеет регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ и поставляется с 3-летней гарантией производителя.


Детектор 4 см | Скорость вращения 0,35 с | 128 срезов | Smart MAR | ASiR-V

- Новая консоль оператора
- Новые аксессуары для пациентов и пользователя
- Новая рабочая станция или сервер
- Обновленные или замененные крышки
- Восстановленные или новые запасные части
- Последняя версия ПО
- Кардиологический пакет с монитором синхронизации\*\*\*
- 3 года полной гарантии

## Работает как новая



ФОП



ASiR-V

\*Программа поставок оборудования, сертифицированного для повторного использования.

\*\*Зарегистрирован в РФ под именем «Томограф Компьютерный Revolution Evo с принадлежностями».

\*\*\*Опция.



[gehealthcare.ru](http://gehealthcare.ru)



© 2023 GE HealthCare

GE является товарным знаком компании General Electric, используемым на основании лицензионного соглашения. Компания GE HealthCare оставляет за собой право вносить изменения в приведенные здесь характеристики и функции, а также снять продукт с производства в любое время без уведомления или обязательств. JB02053RU